

PHILIPS

Transcriptie- hoofdtelefoon

Stethoscoopmodel

Lichtgewicht ontwerp

3.5 mm connector

Kabel van 3 meter

ACC0232



Een uitstekende audiokwaliteit met de Philips transcriptie-hoofdtelefoon

De lichtgewicht hoofdtelefoon in stethoscoopmodel maakt gebruik van een dual tube design en een centraal gemonteerde dynamische luidspreker om geluid efficiënt aan beide zijden door te geven. Het scharnierende volledig instelbare design en de plastic oordopjes zorgen voor een optimaal draagcomfort en minimaliseren de impact op uw oren. De extra lange kabel (3 m) zorgt voor bewegingsvrijheid.

Superieure audiokwaliteit

- Professionele hoofdtelefoon voor een geconcentreerde transcriptie in drukke kantooromgevingen
- De neodymiummagneet verbetert de gevoeligheid en geluidskwaliteit

Voor optimale resultaten

- Het lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort voor een langere gebruiksduur
- Onder-de-kin stijl biedt maximaal comfort voor alle oren
- Een kabel van 3 meter zorgt voor bewegingsvrijheid op uw werkplek



Highlights

Alles wat u nodig hebt

Philips accessoires zijn ontworpen om u te helpen het beste uit uw Philips dicteerapparatuur te halen. Ze garanderen optimale resultaten en zorgen dat uw Philips-producten langdurig gebruikt kunnen worden.

Neodymiummagneet

Neodymium is het beste materiaal om een sterk magnetisch veld te creëren voor optimale gevoeligheid en een hogere algemene geluidskwaliteit.

Lichtgewicht ontwerp

Dankzij de duurzame lichtgewicht materialen is de hoofdtelefoon langdurig comfortabel te dragen.

Onder-de-kin stijl

Ontworpen met onder-de-kin stijl voor meer comfort.

Kabel van 3 meter

De kabel van 3 meter geeft u bewegingsvrijheid op uw werkplek zonder dat u de hoofdtelefoon hoeft af te zetten.

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: open
Magneettype: Neodymium
Diafragma: PET-dome
Stemspoel: koper
Geluidskwaliteit: geoptimaliseerd voor stemweergave
Impedantie: 32 Ohm
Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
Gevoeligheid: 103 dB
Diameter luidspreker: 14 mm
Type: dynamisch
Systeem: enkel sound-systeem

Connectiviteit

Kabelaansluiting: eenzijdig
Kabellengte: 3 m
Connector: 3,5 mm stereo, rechthoekig
Type kabel: koper

Inhoud verpakking

Hoofdtelefoon
Hangbeugel
Enkele oorclip

Compatibiliteit

Alle Philips desktop dicteer- en transcriptiesystemen
Philips Pocket Memo digitale recorder
Philips Pocket Memo vergaderrecorder

Groenspecificaties

Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)
Loodvrij gesoldeerd product

Specificaties

Productafmetingen:
230 mm × 130 mm × 25 mm

Accessoires

Philips USB audio-adapter LFH9034

