

PHILIPS

VoiceTracer

Enregistreur audio

Numérique

Enregistreur de notes

4 Go

Connexion au PC



DVT1110



Enregistreur de notes facile

avec mémoire 4 Go et connexion au PC

Le Voice Tracer 1110 est l'enregistreur vocal idéal pour les captures de notes, idées et réflexions en déplacement. Grâce à la connexion au PC, vous pouvez partager vos fichiers audio très facilement.

Expérience simple et intuitive

- Une connexion au PC prête à l'emploi
- Une seule touche pour un enregistrement instantané

Conçu pour vous


- Une mémoire de 4 Go pour des heures d'enregistrement supplémentaires
- Affichage de l'heure pour une utilisation des fichiers plus facile
- Batterie longue durée pour des sessions d'enregistrement plus longues



No 1 de l'enquête de satisfaction client mondiale SPS de 09/2015.

Highlights

Prêt à l'emploi




Branchez votre enregistreur sur votre ordinateur et lisez vos fichiers avec Windows ou macOS.

Mémoire intégrée de 4 Go



Avec la mémoire intégrée de 4 Go, votre enregistreur peut garder en mémoire plusieurs jours d'enregistrement continu.

Piles très longue durée.



Durée d'enregistrement sur piles jusqu'à 12 heures pour des sessions d'enregistrement très longues.

Une touche pour l'enregistrement



Appuyez sur la touche d'enregistrement et laissez-la enfoncer pour allumer l'enregistreur et commencer à enregistrer.

Affichage de l'heure



Grâce à cette fonction d'affichage, la date et l'heure de vos enregistrements sont ajoutées aux fichiers afin que vous puissiez les retrouver plus facilement et naviguer plus aisément.

Spécifications

Connectivité

Écouteurs : 3,5 mm
Entrée en ligne
USB : USB 1.1

Affichage

Type : écran LCD
Taille de la diagonale d'écran : 33 mm

Support de stockage

Capacité de mémoire intégrée : 4 Go
Type de mémoire intégrée : carte TF
Stockage de masse USB

Enregistrement audio

Microphone intégré : 1 canal
Formats d'enregistrement : WAV (PCM)
Modes d'enregistrement : HQ (PCM), SP (PCM)
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz (HQ), 12 kHz (SP)
Taux de compression : 512kbit/s, 384 kbit/s
Durée d'enregistrement (mémoire interne) : 17 h (mode HQ), 23 h (mode SP)

Audio

Réponse en fréquence : 750 Hz – 18 KHz
Type de haut-parleur : rond
Diamètre du haut-parleur : 28 mm

Commodité

Une touche unique pour l'enregistrement
Touches verrouillables
Mises à jour possibles du micrologiciel
Conçu pour l'enregistrement de notes
Sensibilité du microphone : haute/basse
Entrée en ligne
Horloge en temps réel
Affichage du temps restant
Verrouillage des fichiers
Répétition A-B

Alimentation

Durée de vie des piles : jusqu'à 12 heures
Type de piles : 2 x piles AAA
Nombre de piles : 2
Piles incluses : oui

Configuration système

Port USB libre
Système d'exploitation : Windows 10/8/7, macOS 10

Dimensions du produit

Dimensions du produit (H x L x P) :
108 x 34 x 19 mm
Poids : 46 g
EAN : 0855971006304

Design et finition

Couleur(s) : gris

Contenu de l'emballage

Enregistreur
2 x piles AAA
Câble USB
Guide de démarrage rapide

