

# PHILIPS

## VoiceTracer

Audiorecorder

Digital

Aufnahme von Notizen

8 GB

PC-Anschluss

DVT1160



## Einfache Notizenaufnahme

mit One-Touch-Aufnahme

Der VoiceTracer 1160 ist der ideale Sprachrecorder zum Aufnehmen von Notizen, Ideen und Gedanken unterwegs. Dank PC-Anschluss können Sie Ihre Sprachdateien einfach freigeben.

### Ausgezeichnete Sprachaufnahme

- Sprachaktivierungsfunktion für freihändige Aufnahmen
- Zeitgestempelte Aufnahmen für leichte Dateinavigation

### Einfache und intuitive Bedienung

- PC-Anschluss für Plug & Play
- One-Touch-Betrieb für sofortige Aufnahme

### Für Ihre Bedürfnisse maßgeschneidert

- 8 GB integrierter Speicher, für extra lange Aufnahmezeiten
- Extra lange Batterielaufzeit für extra lange Aufnahmen



# Highlights

## Sprachaktivierungsfunktion



Die sprachaktivierte Aufnahme ist eine Komfortfunktion für das freihändige Aufnehmen. Bei einer Aktivierung startet die Aufnahme automatisch, sobald Sie zu sprechen beginnen. Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn Sie nicht mehr sprechen und beginnt automatisch, sobald Sie wieder zu sprechen beginnen.

## Plug & play



Schließen Sie Ihr Diktiergerät am PC an und geben Sie die Dateien unter Windows oder macOS wieder.

## One-Touch-Aufnahme




Drücken Sie auf die „Aufnahmetaste“ und halten Sie sie kurz gedrückt, um den Recorder einzuschalten und die Aufnahme sofort zu starten.

## 8 GB integrierter Speicher




Dank des integrierten Speichers von 8 GB kann Ihr Recorder mehrere Tage lang kontinuierlich aufnehmen.

## Zeitgestempelte Aufnahmen



Bei zeitgestempelten Aufnahmen werden Datum und Uhrzeit Ihrer Aufnahmen zur Sound-Datei hinzugefügt, so dass Sie einfach durch Ihre Bibliothek navigieren und Dateien finden können.

## Extra lange Batterielaufzeit



Die Batterien des neuen Diktiergeräts halten bis zu 44 Stunden und ermöglichen extra lange Aufnahmen.

# Spezifikationen

## Anschlussmöglichkeiten

Kopfhörer: 3,5 mm

USB: highspeed USB 2.0

## Display

Typ: Segment-LCD

Bildschirmdiagonale: 33 mm

## Speichermedien

Integrierte Speicherkapazität: 8 GB

Integrierter Speicher: NAND Flash

USB-Massenspeicher

## Audioaufnahme

Integriertes Mikrofon: 1 Kanal

Mikrofonempfindlichkeit: hoch/niedrig

Aufnahmeformate: WAV (ADPCM und PCM)

Aufnahmemodi: HQ (PCM), SP (PCM), LP (ADPCM)

Abtastrate: 24 kHz (HQ), 8 kHz (SP/LP)

Bitrate: 384 kbit/s (PCM), 128 kbit/s (PCM), 32 kbit/s (ADPCM)

Aufnahmedauer (interner Speicher): 48 Std. (HQ-Modus), 150 Std. (SP-Modus), 590 Std. (LP-Modus)

## Lautsprecher

Frequenzgang: 750 Hz – 18 kHz

Lautsprechertyp: rund

Lautsprecherdurchmesser: 28 mm

Ausgangsleistung: 1 W

## Benutzerfreundlichkeit

Sofortige One-Touch-Aufnahme

Sprachaktivierte Aufnahme

Tastensperre

Firmware upgradefähig

Variable Wiedergabegeschwindigkeiten

Optimiert für Notizen

Echtzeituhr

Anzeige der Restdauer

Dateisperre

Index (bis zu 10)

Wiederholung A-B

## Stromversorgung

Batterielebensdauer: bis zu 44 Stunden

Batterietyp: 2 × AAA-Batterien

Anzahl der Batterien: 2

Batterien im Lieferumfang enthalten: ja

## Systemanforderungen

Freier USB-Port

Betriebssystem: Windows 10/8/7, macOS

## Geräteabmessungen

Geräteabmessungen (H × B × T): 108 × 37 × 20 mm

Gewicht: 46 g

EAN: 0 855971 006731

## Design und Ausführung

Farbe(n): schwarz

## Packungsinhalt

VoiceTracer Audiorecorder

2 × AAA-Batterien

USB-Kabel

Kurzanleitung

## Betriebsbedingungen

Temperatur: 5 °C – 45 °C

Feuchtigkeit: 10 % – 90 %, nicht kondensierend

