

PHILIPS

VoiceTracer

Gravador de áudio

Digital

Gravação de notas

8 GB

Conexão com PC

DVT1160



Gravação fácil de notas

com gravação com um toque

VoiceTracer 1160 é o gravador de voz perfeito para coletar notas, idéias e pensamentos em qualquer lugar. Graças à conexão com o PC, você pode compartilhar seus arquivos de voz com muita facilidade.

Gravação de voz superior

- Função de ativação por voz que permite gravação em mãos livres
- Gravação com registro de data e hora para facilitar a navegação nos arquivos

Operação fácil e intuitiva

- Conexão com PC plug & play
- Operação com um toque para gravações instantâneas

Projetado para você

- 8 GB oferece longas horas de gravação
- Bateria de longa duração para que você possa fazer longas sessões de gravação



No 1 na pesquisa global
de satisfação do cliente
SPS 09/2019.

Em destaque

Função de ativação por voz



A gravação ativada por voz é um recurso muito prático para gravação em mãos livres. Quando estiver ativado, a gravação começará automaticamente quando você começar a falar. A gravação para automaticamente quando você para de falar e começa novamente quando você começa a falar novamente.

Plug & play



Basta conectar o gravador ao seu PC e reproduzir suas gravações no Windows e Mac OS.

Gravação com um toque




Pressione e segure o botão de gravação por um momento para ligar o gravador e começar a gravar instantaneamente.

8 GB de memória




Com os 8 GB de memória, o seu gravador pode coletar vários dias de gravação contínua.

Gravação com registro de data e hora



Graças a esta função, a data e hora das gravações são adicionadas ao arquivo de som, permitindo pesquisar e navegar na sua biblioteca de arquivos.

Bateria de longa duração



As baterias do novo gravador duram até 44 horas, para que você possa fazer longas sessões de gravação.

Especificações

Conectividade

Auscultadores: 3,5 mm

USB: USB 2.0 de alta velocidade

Ecrã

Tipo: LCD de segmentos

Tamanho da ecrã diagonal: 33 mm

Mídia de armazenamento

Capacidade de memória: 8 GB

Tipo de memória: flash de tipo NAND

Armazenamento em massa USB

Gravação de áudio

Microfones incorporados: 1 canal

Sensibilidade do microfone: alta/baixa

Formatos de gravação: WAV (ADPCM e PCM)

Modos de gravação: HQ (PCM), SP (PCM), LP (ADPCM)

Taxa de amostragem: 24 kHz (HQ), 8 kHz (SP/LP)

Taxa de transferência: 384 kbps (PCM), 128 kbps (PCM), 32 kbps (ADPCM)

Tempo de gravação (memória interna): 48 h (HQ mode), 150 h (modo SP), 590 h (modo LP)

Som

Resposta de frequência: 750 Hz – 18 KHz

Tipo de alto-falante: rodada

Diâmetro del alto-falante: 28 mm

Potência de saída do alto-falante: 1 W

Conforto

Gravação instantânea com um toque

Gravação ativada por voz

Bloqueio do teclado

Firmware atualizável

Velocidade de reprodução variável

Otimizado para notas

Relógio em tempo real

Indicação do tempo restante

Bloqueio de arquivo

Índice (até 10)

Repetição A-B

Energia

Duração da bateria: até 44 horas

Tipo de pilhas: 2 x pilhas AAA

Número de pilhas: 2

Pilhas incluídas: sim

Requisitos de sistema

Porta USB livre

Sistema operativo: Windows 10/8/7, macOS

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (altura x largura x profundidade): 108 x 37 x 20 mm

Peso: 46 g

EAN: 0 855971 006731

Design e acabamento

Cores: preto

Conteúdo da embalagem

Gravadora de áudio VoiceTracer

2 x pilhas AAA

Cabo USB

Guia de acesso rápido

Condições de opeação

Temperatura: 5° – 45° C

Umidade: 10 % – 90 %, sem condensação

