

PHILIPS

VoiceTracer

Enregistreur audio

Numérique

Enregistreur de notes

4 Go

Connexion au PC



DVT1200



Enregistreur de notes facile

avec enregistrement audio de 4 Go

Le Voice Tracer 1200 est l'enregistreur vocal idéal pour les captures de notes, idées et réflexions en déplacement. Grâce à l'emplacement prévu pour accueillir une carte mémoire SD vous pouvez facilement bénéficier jusqu'à 32 Go de mémoire.

Enregistrement de la voix de qualité supérieure

- La fonction de déclenchement à la voix permet d'effectuer les enregistrements les mains libres

Expérience simple et intuitive

- Une connexion au PC prête à l'emploi
- Écran rétroéclairé pour mieux identifier vos fichiers

Conçu pour vous

- Une mémoire de 4 Go pour des heures d'enregistrement supplémentaires
- Emplacement de carte mémoire Micro-SD pour une capacité d'enregistrement presque illimitée
- Batterie longue durée pour des sessions d'enregistrement plus longues



No 1 de l'enquête de satisfaction client mondiale SPS de 09/2015.

Highlights

Fonction déclenchement à la voix



La fonction de déclenchement à la voix permet un enregistrement les mains libres. Lorsque la fonction est activée, l'enregistrement commence automatiquement lorsque vous commencez à parler. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque vous arrêtez de parler et recommence à nouveau quand vous vous remettez à parler.

Prêt à l'emploi



Branchez votre enregistreur sur votre ordinateur et lisez vos fichiers avec Windows ou macOS.

Grand écran rétroéclairé



Le grand écran graphique vous permet de voir toutes les informations importantes en un coup d'œil, même dans l'obscurité, grâce à l'affichage rétro-éclairé.

Mémoire intégrée de 4 Go




Avec la mémoire intégrée de 4 Go, votre enregistreur peut garder en mémoire plusieurs jours d'enregistrement continu.

Emplacement de carte mémoire SD



Emplacement de carte mémoire Micro-SD pour une capacité d'enregistrement allant jusqu'à 32 Go supplémentaires.

Piles très longue durée.



Durée d'enregistrement sur piles jusqu'à 42 heures pour des sessions d'enregistrement très longues.

Spécifications

Connectivité

Écouteurs: 3,5 mm
Entrée en ligne
USB: USB 2.0 haut débit

Affichage

Type: Afficheur LCD
Résolution : 112 × 112 pixels
Taille de la diagonale d'écran : 33 mm
Multi-langues Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Polonais

Support de stockage

Capacité de mémoire intégrée: 4 Go
Type de mémoire intégrée: flash NAND
Stockage de masse USB
Support de carte SD: jusqu'à 32 Go

Enregistrement audio

Microphone intégré: 1 canal
Formats d'enregistrement: WAV (ADPCM et PCM)
Modes d'enregistrement: HQ (PCM), SP (PCM), LP (ADPCM)
Fréquence d'échantillonnage: 24 kHz (PCM/SHQ), 8 kHz (HQ), 8 kHz (SP/LP)
Taux de compression: 384 kbit/s (PCM), 128 kbit/s (PCM), 32 kbit/s (ADPCM)
Durée d'enregistrement (mémoire interne): 23 h (mode HQ), 68 h (mode SP), 270 h (mode LP)

Audio

Réponse en fréquence: 750 Hz – 18 KHz
Type de haut-parleur: rond
Diamètre du haut-parleur: 28 mm

Commodité

Une touche unique pour l'enregistrement
Activation de l'enregistrement par la voix
Touches verrouillables
Mises à jour possibles du micrologiciel
Vitesse de lecture variable
Conçu pour l'enregistrement de notes
Sensibilité du microphone: haute/basse
Enregistrement de l'heure
Entrée en ligne
Horloge en temps réel
Affichage du temps restant
Réduction du bruit
Verrouillage des fichiers
Index (jusqu'à 10)
Répétition A-B

Alimentation

Durée de vie des piles: jusqu'à 42 heures
Type de piles: 2 × piles AAA
Nombre de piles: 2
Piles incluses: oui

Configuration système

Port USB libre
Système d'exploitation: Windows 10/8/7, macOS 10

Dimensions du produit

Dimensions du produit (H × L × P):
108 × 37 × 19 mm
Poids: 49 g

Design et finition

Couleur(s): argent foncé et noir

Contenu de l'emballage

Voice Tracer Enregistreur numérique
2 × piles AAA
Câble USB
Guide de démarrage rapide

