

# PHILIPS

## VoiceTracer

Audiorecorder

2Mic-Stereoaufnahme

Aufnahme von Gesprächen

4 GB

PC-Anschluss

DVT1300



## Einfaches Aufzeichnen von Gesprächen

mit MP3-Stereoaufnahme

Der Voice Tracer 1300 ist der perfekte Audiorecorder für die Aufnahme von Gesprächen unterwegs. Dank der MP3-Stereoaufnahme erhalten Sie jederzeit eine fantastische Tonqualität, die leicht an andere weitergegeben werden kann.



### Herausragende Sprachaufnahmen

- MP3-Stereoaufnahmen für ausgezeichnete Tonqualität
- Geräuschreduzierung für kristallklare Aufnahmen
- Ausklappbarer Ständer für noch bessere Tonaufnahmen

### Unkompliziertes, intuitives Erlebnis

- Großer Lautsprecher für klare Tonwiedergabe
- Beleuchtetes Display für einfache Dateinavigation

### Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Integrierte 4 GB-Speicher für extra lange Aufnahmen
- Extra lange Batterielaufzeit für längere Aufnahmen
- Line-in-Anschluss für einfaches Hinzufügen eines weiteren Mikrofons

# Highlights

## MP3-Stereoaufnahme



Zwei empfindliche Stereomikrofone erfassen Ihre Notizen und Gespräche in digitaler Qualität. Aufgrund des beliebten MP3-Formats können Sie Ihre Aufnahmen praktisch überall abspielen und einfach an andere weitergeben.

## Große Lautsprecher



Die großen Lautsprecher bieten eine klare Tonwiedergabe. Die hohe Tonqualität sorgt dafür, dass Aufnahmen beim ersten Wiedergeben verstanden und nicht wiederholt werden müssen.

## Extra lange Batterielaufzeit




Die Batterien des neuen Diktiergeräts halten bis zu 35 Stunden für extra lange Aufnahmen. Neben der verlängerten Aufnahmezeit haben die Standard-AAA-Batterien den Vorteil, dass sie leicht ausgetauscht werden können.

## Geräuschreduzierung



Die innovative Geräuschreduzierung filtert automatisch störende Umgebungsgeräusche wie Wind oder Straßenverkehr aus, sodass selbst in lauten Umgebungen eine klare Aufnahme entsteht.

## Großes, beleuchtetes Display



Mit dem großen graphischen Display werden alle wichtigen Dateiinformationen auf einen Blick angezeigt, dank des beleuchteten Displays sogar bei schlechten Lichtverhältnissen.

## Line-in-Anschluss



Dank des Line-in-Anschlusses können Benutzer externe Geräte wie ein weiteres Mikrofon hinzufügen – für noch bessere Tonqualität.

## Ausklappbarer Standfuss



Dank des integrierten Aufnahme-Standfusses können Sie Ihren digitalen Recorder aufstellen, sodass der Ton noch besser erfasst werden kann.

## 4 GB-Speicher



Mit dem integrierten 4 GB-Speicher kann Ihr Gerät mehrere Tage an Aufnahmen aufzeichnen.

# Spezifikationen

## Anschlussmöglichkeiten

Kopfhörer: 3,5 mm

Line-in

USB: highspeed USB 2.0

## Display

Typ: Punktmatrix LCD

Auflösung: 128 × 64 Pixel

Diagonale Displaygröße: 44 × 22 mm

Mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Chinesisch

## Speichermedien

Interner Speicher: 4 GB

Typ des internen Speichers: NAND Flash

USB-Massenspeicher

## Audioaufnahme

Integriertes Mikrofon: stereo

Aufnahmeformate: WAV (PCM), MP3

Aufnahmemodi: PCM, HQ (MP3), SP (MP3), LP (MP3)

Abtastrate: 48 k, 32 k, 16 k, 8 k

Bitrate: 1536 kbps (PCM), 192 kbps (MP3), 64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)

Aufnahmedauer (interner Speicher): 6 Std. (PCM-Modus), 49 Std. (HQ-Modus), 147 Std. (SP-Modus), 1180 Std. (LP-Modus)

## Lautsprecher

Frequenzgang: 750 Hz – 18 kHz

Lautprechertyp: rund

Lautsprecherdurchmesser: 28 mm

## Musik-Wiedergabe

MP3-Wiedergabe

Bitrate für MP3-Wiedergabe: von 8 bis 320 kbps

## Benutzerfreundlichkeit

Sofortige One-Touch -Aufnahme

Sprachaktivierte Aufnahme

Tastensperre

Upgradefähige Firmware

Variable Wiedergabegeschwindigkeit

Optimiert für Notizen und Gespräche

Mikrofonempfindlichkeit: hoch/niedrig

Zeitgesteuerte Aufnahme

Line-in

Echtzeituhr

Anzeige der Restzeit

Geräuschreduzierung

Dateisperre

Index (bis zu 10)

Wiederholung A-B

## Stromversorgung

Batterielebensdauer: bis zu 35 Stunden

Batterietyp: 2 × AAA-Batterien

Anzahl der Batterien: 2

Batterie im Lieferumfang enthalten: ja

## Systemanforderungen

Freier USB-Port

Betriebssystem: Windows, Mac OS

## Geräteabmessungen

Geräteabmessungen (H × B × T): 106 × 56 × 18 mm

Gewicht: 49 g

## Design und Ausführung

Farbe(n): warmes silber und schwarz

## Packungsinhalt

Voice Tracer Audiorecorder

2 × AAA-Batterien

USB-Kabel

Kurzanleitung

