



Philips Voice Tracer
grabadora digital
con 2Mic para una
grabación estéreo

Grabación de notas

VOICE TRACER

DVT1400



Grabación de notas superior

con calidad de audio estéreo total

La Voice Tracer 1400 es la grabadora de voz perfecta para capturar notas, ideas y pensamientos sobre la marcha. Gracias a los 2Mic para una grabación estéreo, las grabaciones se capturan con la mejora calidad estéreo.

Calidad de audio extraordinaria

- 2Mic para una grabación estéreo para unos resultados de grabación impresionantes
- Grabación en MP3 estéreo para una reproducción nítida
- Función de activación por voz para una grabación con manos libres

Una experiencia fácil e intuitiva

- Funcionamiento de un solo toque para grabar de forma instantánea
- Plug and Play en Windows, Mac OS y Linux
- Pantalla grande para una información clara del estado de la grabación


Diseñado para ti

- Memoria de 4 GB integrada para un máximo de 44 días de grabación
- Ranura para tarjetas de memoria Micro SD para grabar prácticamente sin límites
- Grabación con marca de tiempo para navegar fácilmente por los archivos

PHILIPS

Destacados

2Mic para una grabación estéreo



La grabación en entornos ruidosos puede ser complicada y para obtener una reproducción clara y unos buenos resultados de reconocimiento de voz es esencial una grabación de alta calidad. Los modelos de Voice Tracer disponen de 2 micrófonos estéreo integrados diseñados para ofrecer claridad de voz y reducir el ruido de fondo.

Grabación en MP3 estéreo




La Voice Tracer captura todas las grabaciones en estéreo y en el popular formato MP3, el formato de audio habitual para el almacenamiento de audio de consumo, así como una codificación estándar de facto para la transferencia y reproducción de grabaciones.

Función de activación por voz




La grabación activada por voz es una cómoda función para grabar cuando tengas las manos ocupadas. Al activarla, la grabación comenzará automáticamente cuando empieces a hablar, se detendrá cuando pares y se reanudará cuando vuelvas a hablar.

Funcionamiento de un solo toque



Mantén pulsado el botón de grabación unos segundos para encender la grabadora Voice Tracer y empezar la grabación al instante.

Fácil instalación



Voice Tracer funciona de una forma sencilla: Plug and Play en Windows, Mac OS y Linux.

Pantalla grande




La pantalla Dot Matrix de alta resolución integrada de la Voice Tracer es compatible con 8 idiomas y proporciona una información clara del estado de la grabación.

Memoria de 4 GB integrada



Con la memoria integrada de 4 GB, la Voice Tracer permite capturar hasta 44 días de grabación continua.

Ranura para tarjetas de memoria Micro SD



La capacidad de grabación es prácticamente ilimitada gracias a la ranura para tarjetas de memoria Micro SD, compatible con hasta 32 GB de memoria adicional.

Grabación con marca de tiempo



Gracias a la grabación con marca de tiempo, la fecha y la hora de las grabaciones se añaden al archivo de sonido, para que puedas buscar y navegar por la biblioteca de archivos fácilmente.

Especificaciones

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Micrófono: 3,5 mm, Micrófono integrado, Conexión para micrófono
- Toma para tarjetas Micro SD
- USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

- Retroiluminación: no
- Tamaño de pantalla diagonal: 38 mm / 1,5 pulg.
- Resolución: 112 × 112 píxeles
- Tipo: LCD Dot Matrix

Soporte de almacenamiento

- Capacidad de la memoria integrada: 4 GB
- Tipo de memoria integrada: NAND Flash
- Cumple regulac. sist. almacen. masivo

Grabación de audio

- Micrófono integrado: Estéreo 2MIC
- Formatos de grabación: MPEG1 de capa 3 (MP3), PCM (WAV)
- Modos de grabación: PCM de 1411 kbps, SHQ de 192 kbps, HQ de 96 kbps, SP de 64 kbps, LP de 8 kbps
- Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP)
- Frecuencia de bits: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
- Modo de sobrescritura y adición de archivos
- Función de monitor para grabación
- Tiempo de grabación: 1140 h (LP), 142 h (SP), 95 h (HQ), 47 h (SHQ), 6 h (PCM)

Sonido

- Mejora del sonido: ClearVoice
- Respuesta de frecuencia: 70 – 15000 Hz
- Potencia de salida del altavoz: 110 mW
- Diámetro del altavoz: 23 mm

Cómodas funciones

- Firmware actualizable
- Grabación con un solo toque
- Bloqueo del teclado
- Varios idiomas: Inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, polaco y chino simplificado
- Optimización para notas
- Velocidad de reproducción variable
- Indicador de volumen de voz
- Grabación activada por voz

Potencia

- Pilas incluidas
- Duración de la batería: hasta 30 horas en modo de grabación LP
- Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina
- Número de pilas: 2
- Recargable: no

Requisitos del sistema

- Puerto USB libre
- Sistema operativo: Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. × Al × Pr.): 4 × 11,2 × 1,9 cm
- Peso: 0,055 kg

Diseño y acabado

- Color(es): silver shadow/negro

Contenido del embalaje

- Voice Tracer grabadora digital
- Cable USB
- 2 pilas AAA
- Guía de config. rápida

Especificaciones medioambientales

- Producto con soldaduras sin plomo



Fecha de expedición
2014-02-03

Versión 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y Speech Processing Solutions GmbH las utiliza bajo licencia de Koninklijke Philips N.V. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

www.philips.com/dictation