

PHILIPS

Transcriptie- hoofdtelefoon

Onder-de-kin stijl

Lichtgewicht ontwerp

14 mm luidspreker

Kabel van 3 meter

LFH0234



Een uitstekende audiokwaliteit

met de Philips transcriptie-hoofdtelefoon

De lichtgewicht hoofdtelefoon in onder-de-kin stijl is ontworpen om een uitstekende geluidskwaliteit te bieden, met zachte oorkussentjes voor draagcomfort en een hangbeugel om de hoofdtelefoon aan een monitor te bevestigen.

Superieure audiokwaliteit

- Een 14 mm luidspreker optimaliseert de hoge audiokwaliteit
- De vergulde plug garandeert een zeer betrouwbare aansluiting
- De neodymiummagneet verbetert de gevoeligheid en geluidskwaliteit

Voor optimale resultaten

- Het lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort voor een langere gebruiksduur
- Onder-de-kin stijl biedt maximaal comfort voor alle oren
- Een kabel van 3 meter zorgt voor bewegingsvrijheid op uw werkplek



No 1 in SPS mondiaal
klantentevredenheids-
onderzoek 09/2015

Highlights

14 mm luidspreker

Klein genoeg voor optimaal draagcomfort, maar groot genoeg voor een glashelder, ongestoord geluid: deze 14 mm luidspreker heeft de perfecte grootte voor een ideale geluidskwaliteit.

Vergulde plug

Dankzij de vergulde afwerking van de plug ontstaat er een betrouwbaarder aansluiting voor een betere audiokwaliteit.

Neodymiummagneet

Neodymium is het beste materiaal om een sterk magnetisch veld te creëren voor optimale gevoeligheid en een hogere algemene geluidskwaliteit.

Lichtgewicht ontwerp

Dankzij de duurzame lichtgewicht materialen is de hoofdtelefoon langdurig comfortabel te dragen.

Onder-de-kin stijl

Ontworpen met onder-de-kin stijl voor meer comfort.

Kabel van 3 meter

De 3 meter lange kabel geeft u bewegingsvrijheid op uw werkplek zonder dat u de hoofdtelefoon hoeft af te zetten.

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: open
Magneettype: neodymium
Diafragma: PET-dome
Stemspoel: koper
Geluidskwaliteit: geoptimaliseerd voor stemweergave
Impedantie: 64 Ohm
Maximaal ingangsvermogen: 2 × 10 mW
Gevoeligheid: 103 dB
Diameter luidspreker: 14 mm
Type: dynamisch
Systeem: dual sound-systeem

Connectiviteit

Kabelaansluiting: eenzijdig
Kabellengte: 3 m
Connector: 3,5 mm stereo, rechthoekig
Afwerking connector: verguld
Type kabel: koper

Inhoud verpakking

Hoofdtelefoon
Hangbeugel

Groenspecificaties

Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)
Loodvrij gesoldeerd product

Compatibiliteit

Alle Philips desktop dicteer- en transcriptiesystemen
Philips Pocket Memo digitale recorder
Philips Pocket Memo vergaderrecorder

Specificaties

Productafmetingen (b × d × h):
226 mm × 130 mm × 25 mm
Gewicht: 100 g

Accessoires

Philips USB audio-adapter LFH9034

