

# PHILIPS

## Transkriptions- Kopfhörer

Unter dem Kinn zu tragen

Vergoldeter Stecker

14-mm-Lautsprecher

3-Meter-Kabel

LFH0334



## Hervorragende Audioqualität

### mit Philips Transkriptions-Kopfhörern

Die leichten, unter dem Kinn zu tragenden Stereo-Kopfhörer wurden für eine optimale Tonqualität entwickelt und verfügen über weiche Ohrpolster für einen verbesserten Tragekomfort sowie einen Hängebügel, mit dem das Headset an einem Bildschirm angebracht werden kann.

#### Ausgezeichnete Tonqualität

- 14 mm Lautsprecherdurchmesser zur Optimierung der Audioqualität
- Vergoldeter Stecker für einen zuverlässigen Anschluss
- Neodym-Magnet verbessert die Empfindlichkeit und Tonqualität

#### Für optimale Ergebnisse

- Das schlanke Design erhöht den Komfort bei längerer Verwendung
- Unter dem Kinn zu tragende Kopfhörer für alle Ohrtypen erhöhen den Tragekomfort
- 3-Meter-Kabel für Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz



# Highlights

## 14 mm Lautsprecherdurchmesser

Der 14-mm-Lautsprecher ist klein genug für optimalen Tragekomfort und dennoch groß genug für einen klaren, unverzerrten Ton und besitzt damit die ideale Größe für einen Top-Sound.

## Vergoldeter Stecker

Die wertvolle Goldbeschichtung des Steckers gewährleistet eine verlässlichere Verbindung für bessere Audioqualität

## Neodym-Magnet

Neodym ist das beste Material zur Herstellung eines starken Magnetfeldes für eine höhere Empfindlichkeit und eine bessere Tonqualität im Allgemeinen.

## Schlankes Design

Die langlebigen, leichten, hochqualitativen Materialien erhöhen den Komfort bei längerem Tragen.

## Unter dem Kinn zu tragen

Für höheren Komfort zum Tragen unter dem Kinn konzipiert

## 3-Meter-Kabel

Das 3 m lange Kabel verleiht Ihnen Bewegungsfreiheit an Ihrem Arbeitsplatz, ohne dass Sie die Kopfhörer abnehmen müssen.

# Spezifikationen

## Sound

Akustik-System: offen

Magnettyp: Neodym-Magnet

Membran: PET-Kalotte

Schwingspule: Kupfer

Tonqualität: Für Stimmwiedergabe optimiert

Impedanz: 2 x 32 Ohm

Max. Eingangsleistung: 2 x 10 mW

Empfindlichkeit: 103 dB

Lautsprecherdurchmesser: 14 mm

Typ: dynamisch

System: stereo

## Anschlussmöglichkeiten

Kabelverbindung: einseitig

Kabellänge: 3 m

Anschluss: 3,5 mm stereo, rechtwinklig

Anschluss-Beschichtung: vergoldet

Kabeltyp: Kupfer

## Packungsinhalt

Kopfhörer

Hängebügel

## Kompatibilität

Alle Philips Schreibtisch-Diktier- und Transkriptionssysteme

Philips Pocket Memo Diktiergerät Serie

Philips Pocket Memo Meeting Recorder

## Umwelteigenschaften

Erfüllt 2011/65/EU (RoHS)

Bleifrei verlötetes Produkt

## Spezifikationen

Produktabmessungen:

160 mm x 150 mm x 18 mm

Gewicht: 53 g

## Zubehör

Philips USB-Audio-Adapter LFH9034

