

PHILIPS

Voetpedaal

Voor analoge systemen

Ontwerp met 3 pedalen

3,5 mm plug

LFH2210



Transcriptie wordt gemakkelijk met een Philips voetpedaal

Het ergonomische ontwerp van onze nieuwe serie Philips voetpedalen creëert een nieuwe norm in termen van bruikbaarheid in een professionele dicteeromgeving. De ontwikkeling is gebaseerd op gedetailleerd onderzoek naar de bewegingen die tijdens de transcriptie worden gemaakt. Gebruikers kunnen de band stoppen en weer aanzetten met een kleine beweging van de hiel en zonder hun voet onnodig op te tillen. Dit verbetert de efficiëntie en maakt het apparaat plezieriger in het gebruik.

Topprestaties

- De antisliponderkant houdt de voetbediening op zijn plaats

Ontworpen voor professionals

- Ergonomisch ontwerp voor professioneel gebruik en buitengewoon comfort
- Slank ontwerp voor minimale fysieke belasting, doordat de voet minder hoeft te worden bewogen



No 1 in SPS mondiaal
klantentevredenheids-
onderzoek 09/2015

Highlights

Antisliponderkant

Het voetpedaal is uitgerust met antisliponderkant, waardoor deze altijd op zijn plaats blijft

Ergonomisch ontwerp


Het voetpedaal is ontwikkeld in samenwerking met professionele eindgebruikers om te zorgen voor een perfect transcriptieproces met minimale fysieke belasting.

Slank ontwerp

Gebruikers kunnen dictaten stopzetten en weer verdergaan door een kleine beweging van de hiel en zonder hun voet onnodig op te tillen. Dit verbetert de efficiëntie en maakt het apparaat plezieriger in het gebruik.

Versies

LFH2210



- Voor analoge systemen
- Ontwerp met 3 pedalen (1 voor snel terugspoelen, 2 voor snel doorspoelen, 3 voor afspelen)
- 3,5 mm plug

Specificaties

Inhoud verpakking

Voetpedaal
Handleiding

Groenspecificaties

Compliant met 2002/95/EG (RoHS)
Loodvrij gesoldeerd product

Specificaties

Productafmetingen: 195 mm × 130 mm × 35 mm

Gewicht: 660 g

Accessoires

Philips hoofdtelefoon LFH0234
Philips hoofdtelefoon LFH0334
Philips SpeechExec workflowsoftware

