

PHILIPS

Diktieren

Erfolgsgeschichte

ösd

österreich schweiz deutschland

A1

ZA1

ÖSD Zertifikat A1
ÖSD Zertifikat A1 / Österreich

A1

KID A1

ÖSD KID A1

A2

ZA2

ÖSD Zertifikat A2
ÖSD Zertifikat A2 / Österreich

A2

KID A2

ÖSD KID A2

B1

ZB1

ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1
ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1 /
Jugendliche

B1

ZB1

ÖSD Zertifikat B1
ÖSD Zertifikat B1 / Jugendliche

B2

ZB2

ÖSD Zertifikat B2
ÖSD Zertifikat B2 / Jugendliche
ÖSD Zertifikat B2 / Österreich

C1

ZC1

ÖSD Zertifikat C1
ÖSD Zertifikat C1 / Jugendliche

C2

ZC2

ÖSD Zertifikat C2
ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch

Prüfung

bestanden

Internationaler Sprachprüfungsanbieter
erteilt Philips VoiceTracers Bestnoten

Der Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) setzt auf die Aufzeichnung von mündlichen Deutsch-Prüfungen mithilfe von Philips VoiceTracer Audiorecordern zur Qualitätssicherung und -kontrolle

Philips VoiceTracers sind in den verschiedensten Situationen beliebte Audiorecorder, um Wichtiges aufzunehmen und als MP3-Datei für die spätere Verwendung aufzubewahren. Sei es im universitären Umfeld, wo Studenten Vorträge aufnehmen möchten oder in Büros für das Aufzeichnen von Meetings. Das folgende Beispiel eines Anbieters für internationale Deutschprüfungen und Zertifikate zeigt einen weiteren spannenden Anwendungsfall für die Geräte, die eine nachhaltige Erleichterung für die beteiligten Personen bringen.

Schon im Jahr 1994 wurde der gemeinnützige Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) gegründet. Er bietet standardisierte Prüfungen für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an – und das bereits in rund 400 lizenzierten Prüfzentren in über 50 Ländern auf allen Kontinenten. Die Prüfungen des ÖSD entsprechen internationalen Rahmenrichtlinien und orientieren sich an den

Niveaubeschreibungen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Von A1 bis C2 reichen die Niveaustufen des ÖSD und sind global als Standard anerkannt. Jedes Jahr legen weltweit über 140 000 Personen eine ÖSD-Prüfung ab, etwa um sich für einen Job bei einem Konzern zu qualifizieren, der ein gewisses sprachliches Kompetenzniveau für Deutsch von seinen Bewerbern fordert. Auch für Studienplatzbewerbungen an Hochschulen im deutschsprachigen Raum benötigt eine Person, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, häufig einen standardisierten Kompetenznachweis in Form eines ÖSD-Zertifikats für Deutsch.

Belege mündlicher Sprachprüfungen

In jedem der etwa 400 Prüfzentren sind seit einiger Zeit mindestens zwei bis drei Philips VoiceTracer-Geräte des Modells DVT4010 während ÖSD-Prüfungen im Einsatz. Prüfer nutzen die Audiorecorder, um den mündlichen Teil jeder ÖSD-Prüfung aufzunehmen. Ist die Aufnahme fertiggestellt und die Prüfung abgelegt, wird die Aufzeichnung jedes Prüfungskandidaten im Handumdrehen mittels USB-Kabel auf einen Datenträger übertragen und archiviert. Für den Fall, dass eine von einem der ÖSD-Zentren geprüfte Person im Nachhinein an der Richtigkeit seines Prüfungsergebnisses zweifelt, können die ÖSD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit die Aufnahme der mündlichen Prüfung abspielen und die Bewertung überprüfen. So kann im Zuge der Qualitätssicherung und -kontrolle die Korrektheit des Prüfungsergebnisses kontrolliert und nachgewiesen werden. MP3-Dateien, die mithilfe der Philips VoiceTracers während den mündlichen ÖSD-Prüfungen entstanden, sind somit auch bei juristischen Streitigkeiten Beweismittel. „Schon alleine das Wissen um die Aufzeichnung beugt dem vor, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Prüfungsergebnis anzweifeln“, schildert Frau Dr. Manuela Glaboniat, Geschäftsführerin und wissenschaftliche Leiterin des ÖSD.

Die Fakten

Kunde

Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)
www.osd.at

Die Lösung

Philips VoiceTracer Audiorecorder
DVT4010



Return on Investment

„Das Investment in rund 1000 Philips DVT4010 Audiorecorder hat sich schon mehrfach rentiert“, führt die Geschäftsführerin aus und betont, dass mündliche Prüfungen teilweise schon mit Aufnahmegeräten aufgezeichnet wurden, bevor man sich für Philips entscheidet. Die ÖSD-Prüfenden organisierten sich selbst Aufnahmegeräte. Dies geschah jedoch nicht in 100 % der Fälle und teils war die Audioqualität der Aufnahmen wegen der meist willkürlichen Wahl der Aufnahmegeräte unzureichend. Mit der vereinsweiten Entscheidung, auf Philips VoiceTracers umzustellen, wurde ein neuer Qualitätsstandard im Bereich der Datensicherung erreicht.

Qualität, intuitive Handhabung und Zuverlässigkeit

Die flächendeckende Einführung der Philips VoiceTracers in allen rund 400 Prüfzentren ging rasch vonstatten. „Die Mitarbeiter unserer Zentren haben sich in kurzer Zeit an die intuitive Handhabung der Philips-Geräte gewöhnt. Zusätzlich gibt der Einsatz der Philips-Geräte unseren Prüfern die Sicherheit, Prüfungsergebnisse im Zweifelsfall jederzeit belegen zu können“, führt Dr. Glaboniat aus. „Somit können sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll und ganz auf ihre Kerntätigkeiten konzentrieren, Prüfungen durchführen und unsere Philips Audiorecorder laufen einfach mit. Die MP3-Dateien haben eine tadellose Qualität. Wir sind sehr froh über diese

zuverlässige Lösung.“ Eine Lösung, auf die das ÖSD auch in der Zukunft vertrauen wird: Denn der Verein wächst, jedes Jahr um weitere Standorte und ein Set an Philips VoiceTracers gehört für das ÖSD zur Basisausstattung jedes neuen Prüfzentrums – egal, wo auf der Welt.



Philips VoiceTracer
Audiorecorder
DVT4010



“

Der Einsatz der Philips-Geräte gibt unseren Prüfenden die Sicherheit, Prüfungsergebnisse im Zweifelsfall jederzeit belegen zu können.

Dr. Manuela Glaboniat
Geschäftsführerin und wissenschaftliche Leiterin,
ÖSD



